


# INFOS MAF

LES ACTUS SUR LES TRAVAUX

**SITE  
DE PRODUCTION  
MAISONS-ALFORT**

## REPLISSEUSE R5, OU EN SOMMES-NOUS ?



Une équipe regroupant les compétences des services de production, maintenance, qualification, validation, vision et du bureau d'études a passé deux semaines en Allemagne chez Bausch & Ströbel afin de réaliser la FAT de la désoperculeuse et de la remplisseuse de la nouvelle ligne R5 (cadence 24000 seringues/h)

Cette étape cruciale a permis de tester le bon fonctionnement et les performances des équipements pour:

- les différents types de tubs (BD, BG et NG),
- les deux formats de seringues (curatif et préventif),
- les différents dosages de 20mg à 150mg.


Les fonctionnalités liées au concept RABS et à la sécurité des opérateurs avec la présence de BUREAU VERITAS ont été vérifiées, ainsi que la documentation.



Désoperculage automatiques des tubs



PNR plus léger sur peson



Nouveaux poussoirs/tubes



Bol multi format 0,5 et 1ml



Convoyeur aérien